

I campionamenti nel luogo di indagine in oggetto sono stati effettuati il giorno 22.09.2005 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Metodiche applicate

Solventi: EPA TO/15

Strumentazione impiegata

Campionatore Zambelli modello EGO

Gascromatografo capillare FID-EDC (Autosystem XL Perkin Elmer)

Rivelatore di massa Quadrupolo (Perkin Elmer Turbomass)

Stima dell'errore standard di prelievo ed analisi

Solventi : +/- 10 %

<i>PARAMETRI</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>PUNTO 1</i>	<i>PUNTO 2</i>	<i>TWA</i>
Temperatura	°C	21,5	21,5	
Pressione	H Pa	1.023	1.023	
Umidità relativa	%	52	52	
1,1,1 tricloroetano	µg/mc	< 5	< 5	1.910.000
1,1 dicloroetilene	µg/mc	< 5	< 5	20.000
1,2 dicloropropano	µg/mc	< 5	< 5	347.000
1,2 dicloroetano	µg/mc	< 5	< 5	40.000
1,2 dicloroetilene	µg/mc	< 5	< 5	793.000
Benzene	µg/mc	< 1	< 1	1.600
Carbonio disolfuro	µg/mc	< 5	< 5	31.000
Clorobenzene	µg/mc	< 5	< 5	46.000
Cloroetano	µg/mc	< 5	< 5	264.000
Cloroformio	µg/mc	< 1	< 1	49.000
Clorometano	µg/mc	< 5	< 5	103.000
Cloruro di vinile	µg/mc	< 5	< 5	2.600
Diclorodifluorometano	µg/mc	< 5	< 5	
Diclorometano	µg/mc	< 5	< 5	174.000
Dimetil solfuro	µg/mc	< 5	< 5	
Etanolo	µg/mc	< 5	< 5	1.880.000
Etil mercaptano	µg/mc	< 5	< 5	1.300
Etilbenzene	µg/mc	< 1	< 1	434.000
Acetato di etile	µg/mc	1,5	1,9	1.440.000
Metil mercaptano	µg/mc	< 5	< 5	980
Metiletere	µg/mc	< 5	< 5	
Metiletilchetone	µg/mc	< 5	< 5	590.000
Naftalene	µg/mc	< 5	< 5	52.000
Stirene	µg/mc	< 2	< 2	85.000
Tetracloroetilene	µg/mc	< 1	< 1	170.000
Tetraclorometano	µg/mc	< 5	< 5	31.000
Toluene	µg/mc	3,2	2,5	188.000
Tricloroetilene	µg/mc	< 5	< 5	269.000
Triclorofluorometano	µg/mc	< 5	< 5	
Xileni	µg/mc	2,4	1,8	434.000